

COMMUNICATIONS

Echanger avec les clients

TMPI-BOX

Les échanges avec vos clients

Le meilleur de la technologie pour échanger avec vos clients

Efficace

TMPI-BOX s'adresse à tous les laboratoires désireux de mettre en place une liaison WEB avec leurs clients en moins de 48 heures.

Complet

TMPI-BOX permet aux clients de consulter :

- ◆ Les prévisions de prélèvements (*)
- ◆ Les analyses en cours
- ◆ Les analyses réalisées
- ◆ Les factures

(*) en liaison avec TMPI-Tournées

Full Web

TMPI-BOX s'appuie sur une technologie ASP .Net. Le logiciel est très facile à administrer. Il suffit de disposer d'un explorateur internet (Internet Explorer ou Mozilla FireFox) pour y accéder de façon sécurisée.



Intégration aisée

La TMPI-BOX s'intègre facilement avec tous les LIMS utilisant une base de données Oracle ou SQL server.

	Num dossier	Nbr échant	Date création
	SE08-4321	1	19/11/2008 14:57:04
	IS-08-05482	1	26/11/2008 09:16:38
	@0238733	1	27/11/2008 15:15:46
	CHA-08-04915	1	06/12/2008 15:18:07
	CHA-08-04916	2	06/12/2008 15:27:45
	CHA-08-04917	3	06/12/2008 15:30:45
	CHA-08-04918	1	15/12/2008 17:53:12
	CHA-08-04919	2	15/12/2008 18:03:22
	CHA-08-04920	1	16/12/2008 11:11:11
	CHA-09-00001	10	05/01/2009 20:28:48
	CHA-09-00002	10	05/01/2009 20:31:00
	SE09-0001	1	05/01/2009 21:06:19
	SE09-0002	1	05/01/2009 21:14:22

Informations commerciales
Tél. 05 61 00 08 02
Fax. 05 62 24 30 03
E-mail. tmpi@tmpi.fr

Microsoft
CERTIFIED
Partner

ISV/Software Solutions

TMPI
Les Outils de l'Assurance Qualité

Principales Fonctionnalités (*)

Paramétrage

- ◆ Définition des profils clients

Prévisions de prélèvements, du client

- ◆ Plannings des prélèvements

Analyses en cours, du client

- ◆ Echantillons en cours

Analyses réalisées, du client

- ◆ Historique par dossier
- ◆ Recherche par échantillon
- ◆ Recherche par point de prélèvement
- ◆ Recherche par analyse

Factures du client

- ◆ Historique des factures

(*) Les fonctionnalités disponibles dépendent des caractéristiques du LIMS

Impression et exportation

- ◆ Impression et exportation possible des éléments sélectionnés dans différents formats

Exploitation

- ◆ Installation très facile



L'intégration de Crystal Report © permet de produire tout type de statistiques sous toutes formes (graphiques, tableaux, etc.)

Description technique

- ◆ La TMPI-BOX est un serveur WEB prêt à fonctionner, livré avec deux connexions réseau : une pour la liaison Internet et l'autre pour la connexion sur le réseau local.
- ◆ Toutes les communications avec la base de données du LIMS se font par l'intermédiaire de quelques WEB services qui sont paramétrés puis installés sur le serveur Intranet du laboratoire.
- ◆ La TMPI-BOX est livrée avec une base de données SQL Server Express qui peut être remplacée par une base de données Oracle.
- ◆ Les états sont personnalisables avec Crystal Report ©.
- ◆ L'application WEB contenue dans la TMPI-BOX peut-être installée sans la TMPI-BOX, sur le serveur Internet du laboratoire, ou même chez un hébergeur.

TMPI-PYRENE.Net : une solution

TMPI-AIGL	gestion de laboratoire
TMPI-STOCK.Net	gestion des achats et des stocks d'un ou de plusieurs magasins
TMPI-GMAO.Net	maintenance et suivi d'un parc d'équipements
TMPI-BUDGET.Net	gestion des budgets et des engagements de dépenses
TMPI-TOURNEES.Net	gestion des tournées
TMPI-EDILABO.Net	interface EDI labo-Sandre
TMPI-CONCERTO.Net	communication avec des applications hétérogènes
TMPI-Marketing.Net	gestion des budgets marketing
TMPI-BOX	interrogation à distance des données client, d'un LIMS

Environnement Technique

- ◆ Serveur : Windows © avec serveur IIS
- ◆ Poste client : Tout poste avec IE ou Mozilla ©
- ◆ Bases de données : SQL/Server ©, Oracle ©
- ◆ Générateur d'états : Crystal Report ©

Informations commerciales
Tél. 05 61 00 08 02
Fax. 05 62 24 30 03
E-mail. tmpi@tmpi.fr

www.tmpi.fr

TMPI
Voie Occitane - BP 557 - 31674 Labège Cedex
FRANCE

TMPI
Les Outils de l'Assurance Qualité